

## **Leukoplast®**



**Den klassiska  
häftan för  
normal hud.**

# Leukoplast®

## Den klassiska häftan för normal hud

Kirurgtejp anpassas efter patientens hud och specifik användning.  
Leukoplast® rekommenderas vid behov av extra säker fixering.

### Produktegenskaper

#### ○ Säker

- Självhäftande material av zink-oxidkautschuk säkerställer utmärkt initial och permanent vidhäftning

#### ○ Hållbar

- Materialet av viskos är extremt slitstarkt och av hög kvalitet



#### ○ Hygienisk

- Särskild ytbehandling som är smuts- och fuktavstötande
- Andningsbart material som minskar risken för hudmaceration

#### ○ Huvudsaklig användning

- Fixering av förband på normal hud
- Säker fixering av:
  - Tuber
  - Katetrar
  - Sonder
  - Kanyler



Art.nr.	Längd	Bredd	Rullar per inner-/ytterförpackning
---------	-------	-------	------------------------------------

#### Leukoplast® med knäppring

01521-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
01522-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
01524-00	5,0 m	5,00 cm	6/60

#### Leukoplast® sjukhusförpackningar, utan knäppring

01531-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
01532-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
01534-00	5,0 m	5,00 cm	6/60
01536-00	9,2 m	1,25 cm	24/240
01537-00	9,2 m	2,50 cm	12/120
01539-00	9,2 m	5,00 cm	6/60

Innehåller torrt naturgummi

