

Ambu[®] SPUR II Paediatric/barn

- Engångs/Enpatients andningsballong
- För barn 10 – 30 kg
- **Utan mask**
- Sluten oxygenreservoar
- Manometerkonnektor
- Övertrycksventil, utlöser vid 40 cm H₂O
- Möjligt att ansluta PEEP ventil 30 mm
- Latexfri
- Ftalatfri

Artikelnummer: 330001000



Samma som ovan men med:

- **Mask stl 1**

Artikelnummer: 330004000



Bild till hö visar SPUR II där engångs-manometer
anslutits

Bild till vän visar SPUR II där engångs 30 mm PEEP
ventil kopplats till

