

Ambu[®] SPUR II Infant/spädbarn

- Engångs/Enpatients andningsballong
- För spädbarn upp till 10 kg
- **Utan mask**
- Öppen oxygenreservoar
- Manometerkonnektor
- Övertrycksventil, utlöser vid 40 cm H₂O
- Möjligt att ansluta PEEP ventil 30 mmm
- Latexfri
- Ftalatfri

Artikelnummer: 335001000



Samma som ovan men med:

- **Mask stl 0**

Artikelnummer: 335003000



Bilden visar SPUR II infant med både engångsmanometer och engångs 30 mm PEEP ventil tillkopplad.

