

Flexibel fixering

3M™ Medipore™ kirurgisk tejp



Medipore H

Egenskaper:

- Mjukt tygmaterial för att skydda hudens integritet
- Flersidig sträckning som ger utrymme för svullnad och rörelser och minimerar risken för hudskador och spännblåsor
- Perforerad tejp som andas och är enkel att riva

Användningsområden:

- Flexibel fixering över rörliga leder och förväntad svullnad
- Långtidsanvändning av kompressionslindor
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

Ryggmaterial: Tygmaterial

Häftämne: Akrylatbaserat

3M Medipore H - rivbar och flexibel tygtejp		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2861	2,5 cm x 9,1 m	24
2862	5 cm x 9,1 m	12
2863	7,5 cm x 9,1 m	12
2864	10 cm x 9,1 m	12
2866	15 cm x 9,1 m	12
2868	20 cm x 9,1 m	6



Medipore

Egenskaper:

- Elastisk fixering med god sträckning
- Mjuk
- Klippes till rätt storlek

Användningsområden:

- Fixering av förband och medicinteknisk utrustning

Ryggmaterial: Tygmaterial

Häftämne: Akrylatbaserat

3M Medipore med skyddsfilm		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2991-1	5 cm x 9,1 m	24
2991-2	10 cm x 9,1 m	12
2991-3	15 cm x 9,1 m	12
2991-4	20 cm x 9,1 m	6