



BODY WIPES

Kroppstvättservett 8-pack

Användningsområde

Återfuktande mjuk tvättservett som rengör och återfuktar huden på ett mildt och skonsamt sätt. Rengöringsvätskan har lågt hudnära pH (4,0 - 5,0) med vårdande egenskaper. Produkten är främst avsedd för tvätt av sängbundna patienter, IVA patienter, vårdboende, spädbarnsvård eller i hemmet. Ingen eftersköljning med vatten krävs. Spar ca 15 min per patient i jämförelse med traditionell tvätt med tvättbalsam och tvättlapp.

Produktfakta

Tvättservetterna är oparfymerade med rengörande och återfuktande egenskaper. Avsedda att användas till enbart en patient. Servetten kan både värmas eller kylas om så önskas. Servetten är mjuk och behaglig med mild tvättvätska för att vara så skonsam som möjligt mot tunn och känslig hud. Förpackningen innehåller 8 st servetter 220 x 200 mm. Duken är tillverkad av 100% viskos. Viskosfibern är biologiskt nedbrytbar i enlighet med EN14046.

Art.nr 17080008

Antal per förpackning 8st wipes

Antal per kartong 8 * 20st

Bruksanvisning

Tvätta patienten enligt instruktion på förpackningen.

Önskas en varm servett värms pakten upp i mikrovågsugn ca 20s vid max 800W. En kall servett får man genom att placera paketen i ett kylskåp. Om inte alla servetter används på en gång ska paketen återförslutas för att undvika att servetterna torkar. Servetterna får inte spolas ned i toaletten.

Innehåll

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth-11Carboxylate, Laureth-10, Phenoxietanol, Glycereth-17 Cocoate, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Gossypium Herbaceum (Cotton)Seed Extract, Potassium Sorbate, Sorbic Acid

Lagring och hållbarhet

2 års hållbarhet i obruten förpackning. Förpackningen ska hållas försluten så att servetterna bibehåller tvättvätskan. Öppnad förpackning bör användas inom 24 h och till en och samma patient.

Miljö

Ytterförpackning sorteras som förpackning av plast

Servetten sorteras som restavfall

