



HemoCue® WBC

HemoCue® WBC är ett patientnära system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. Systemet bygger på HemoCues välkända och tillförlitliga kuvetteknologi. Systemet ger ett kvantitativt provsvar på en patients totala antal vita blodkroppar inom 3 minuter. Detta kan hjälpa läkaren att bedöma patientens tillstånd medan denne fortfarande är kvar på mottagningen.

Varför välja ett HemoCue® WBC system



Provsvar med laboratoriekvalitet inom 3 minuter (HemoCue® WBC) och inom 5 minuter (HemoCue® WBC DIFF)

Totala antalet vita blodkroppar (B-LPK) i området $0.3-30.0 \times 10^9/L$

Enkelt att använda

Instrumentet är fabriks- kalibrerat och kräver ingen omkalibrering

Välkänd kuvetteknologi

Bärbar - nätansluten eller med batteri

10 μ L kapillärt eller venöst (EDTA) blod