

Hemobox™ IV för Vacutainer® rör

Hemobox™ IV är framtagen för säker transport av Vacutainer-systemet. Det är en flergångs förvaringsbox med plats för Vacutainer® Hemogard™ rör, hållare och kanyl.


- Varje box laddas individuellt inför varje besök och fungerar i utfällt läge som rörställ vid provtagningen.
- Boxarnas underdel är byggda så att de kan staplas i rad ovanpå varann.
- Tillverkad i slagtålig plast, som ej innehåller tunga metaller i enlighet med standard 94/62/EC.
- Förvaras i 0°C upp till 40°C.
- Kan steriliseras i kall desinfektionslösning (ta då ut det absorberande materialet).
- Hemobox IV är tillverkad i enlighet med packeteringsstandard P650 ur ADR 2009 och UN3373.

Den består av flera delar:

1. Ytterkartong
2. Skyddslock i genomskinlig plast
3. Absorberande material i form av en syntetisk skumdyna som även håller rören på plats
4. En tunn ficka där dokument eller annat kan förvaras

Hemobox™ IV är:

- Enkel
- Praktisk
- Säker



BD art nr	Färg	Storlek (mm)	Avdeln./Transport fp
-----------	------	--------------	----------------------

Transport box för 7 rör samt hållare, vikt 240g

366905	Röd	L100 x B93 x H147	24/24
366904	Grön	L100 x B93 x H147	24/24
366903	Blå	L100 x B93 x H147	24/24
366916	Skumdyna	Uppsugningsförmåga 54ml	100/100
366917	Handtag		50/50