



KANYL, SPECIAL MED OCH UTAN MANDRÄNG

- Injektionskanyler med speciellt avfasad spets
- För ett flertal olika applikationer
- Engångs, sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Med metallansatsstycke och luer-lock
- Skyddshylsor av polypropylene
- Material: PP/PE/Medicinskt rostfritt stål

Artikelnr.	mm	G	Vinkel/Färg	Avd./Trpt.fp.
Kanyl, special - med Quincke slipning				
6062590715	0,7 x 150	22	14	20/600
6062590720	0,7 x 200	22	14	20/600
6062590811	0,8 x 110	21	14	20/600
6062600093	0,9 x 110	20	14	20/600
6062620091	0,9 x 120	20	14	20/600
6062630090	0,9 x 150	20	14	20/600
6062630192	0,9 x 200	20	14	20/600
6062610126	1,2 x 115	18	14	20/600
6062600135	1,3 x 110	18	20	20/600
6062600184	1,8 x 110	15	20	20/600
6062610209	2,0 x 115	14	20	20/600
6062600259	2,5 x 110	13	20	20/600
Kanyl, special med mandräng - med Quincke slipning				
6062570478	0,7 x 40	22	24	20/600
6062570775	0,7 x 70	22	24	20/600
6062570973	0,7 x 90	22	24	20/600
6062570980	0,7 x 120	22	24	20/600
6062570999	0,9 x 90	20	24	20/600
6062571000	0,9 x 120	20	24	20/600
6062571020	0,9 x 150	20	24	20/600
6062571120	1,2 x 100	18	24	20/600
6062572020	1,2 x 150	18	24	20/600
6062510169	0,6 x 25	23	24	20/600
Medioplast needles				
6063560080	0,8 x 80	21	green	100/10.000
6063560205	2,1 x 80	14	yellow	100/10.000
6062640440	0,4 x 40	27	grey	100/10.000
(dental)				

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning