

Perkutan trakealset ULTRAPerc

- * Perkutan Dilatationsteknik
- * Komplet set inkluderande alla nödvändiga komponenter
- * Avsett för Singel dilatator metod via Seldinger teknik
- * BLU trakealkanyl med Soft Seal kuff och unik patenterad greppvänlig obturator
- * Levereras med 2 st Innerkanyler och Nackband till trakealkanyl
- * Steril Etylenoxid - Pyrogenfri
- * Latexfri

- Innehåll:
- Skalpell
 - Seldinger kanyl
 - 10 ml spruta
 - Guidewire
 - Unik Blue Line Ultra Introducer
 - Hydrofil single dilatator
 - "Obturator"
 - Gel
 - Två innerkanyler
 - Rengöringsborste
 - Nackband justerbart
 - Trakealkanyl Blue Line med Soft Seal kuff
 - Kompresser



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Perkutant Trakeostomiset - ULTRAPerc 7mm	100/561/070	st	1	1
Perkutant Trakeostomiset - ULTRAPerc 8mm	100/561/080	st	1	1
Perkutant Trakeostomiset - ULTRAPerc 9mm	100/561/090	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 7,0mm	100/563/070	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 8,0mm	100/563/080	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 9,0mm	100/563/090	st	1	1