



Sugslang

Sugslang - latex- och ftalatfri

Sugslang, steril, för engångsbruk. Latexfri.

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Artikel-nummer	Slangdiam. ID / YD mm	Utförande	Längd mm	Avd. förp.
E1301075083	5,8 / 8,3	kona / kona	750	100
E1301210083	5,8 / 8,3	kona / kona	2100	100
E1301350083	5,8 / 8,3	kona / kona	3500	50
E1302210010	7,0 / 10,0	kona / kona	2100	50
E1302210013	9,0 / 13,0	kona / kona	2100	100
E1302350013	9,0 / 13,0	kona / kona	3500	50
E1303210083	5,8 / 8,3	kona / nippel	2100	100

Artikel-nummer	Slangdiam. ID / YD mm	Utförande	Längd mm	Avd. förp.
E1303350083	5,8 / 8,3	kona / nippel	3500	50
E1304210083	5,8 / 8,3	kona / slangkoppling	2100	100
E1304350083	5,8 / 8,3	kona / slangkoppling	3500	50
E1305210083	5,8 / 8,3	kona / -	2100	100
E1305350083	5,8 / 8,3	kona / -	3500	50
E1308350010	7,0 / 10,0	utan anslutningar	3500	50
E1309300014	10,0 / 14,0	utan anslutningar	3000	50
E131220013	8,8 / 12,8	abortsugs-slang en kona	2000	25
E1318200018	13,0 / 18,0	abortsugs-slang utan anslutning	2000	50
E1319300090	13,0 / 19,0	sugslang neuro	3000	50

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com