



Insufflations slang

Insufflations slang latexfri

Insufflations slang med hydrofobt två-stegs HEPA-filter för insufflаторer, flödeskapacitet 50 l / min, maximalt tryck 20 psi (1,4 bar).

Filtrerar partiklar ner till 0,027 μ , 99.999 % effektivitet mot bakterier och virus. Uppfyller ECRI insufflationstest vid 50 mm Hg. Luer-lock anslutning, steril.

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Meteko art.nr.	Passar till bl.a.	Längd meter	Förp.
E1705300083	Storz, WISAP Stryker	3,0	25
E1715300083	Olympus	3,0	25
E1735300083 utan filter	22 mm female / luer-lock ansl.	3,0	50

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se