

# BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset









BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset eliminerar risken för stickskadorna innan den ens uppstår!


- har ett säkerhetssystem som aktiveras med ett enkelt knapptryck
- denna unika teknologi drar in nålen i en kammare, direkt från venen, utan att förflytta produkten från patienten
- eliminerar risken att sticka sig på nålen efter användning
- ger dig säkerhet efter användning, då du kan fokusera på att ta hand om patienten
- aktivering av säkerhetsfunktionen är begrävtad av ett klick
- produkten har en kammare där blodflödet visar att du ligger rätt i kärlet

| BD art nr | Storlek | Längd | Färg | Avd./Transp. förp. |
|-----------|---------|-------|------|--------------------|
|-----------|---------|-------|------|--------------------|

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med luer

|        |              |               |   |        |
|--------|--------------|---------------|---|--------|
| 367338 | 0,8 mm (21G) | 19 mm, 178 mm |  | 50/200 |
| 367344 | 0,8 mm (21G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |
| 367336 | 0,6 mm (23G) | 19 mm, 178 mm |  | 50/200 |
| 367342 | 0,6 mm (23G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |
| 367335 | 0,5 mm (25G) | 19 mm, 178 mm |  | 50/200 |
| 367341 | 0,5 mm (25G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset utan luer

|        |              |               |   |        |
|--------|--------------|---------------|---|--------|
| 367326 | 0,8 mm (21G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |
| 367324 | 0,6 mm (23G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |
| 367323 | 0,5 mm (25G) | 19 mm, 305 mm |  | 50/200 |

## BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset med luer och förmonterad hållare

|        |              |               |   |        |
|--------|--------------|---------------|---|--------|
| 367355 | 0,8 mm (21G) | 19 mm, 178 mm |  | 20/100 |
| 368657 | 0,8 mm (21G) | 19 mm, 305 mm |  | 20/100 |
| 367354 | 0,6 mm (23G) | 19 mm, 178 mm |  | 20/100 |
| 368658 | 0,6 mm (23G) | 19 mm, 305 mm |  | 20/100 |