

# MINI-SPIKE®

## LUFTAD UPPDRAGSKANYL FÖR INJEKTION ELLER ASPIRATION AV VÄTSKA

### BESKRIVNING

- ✓ För alla injektionsflaskor och halvstyva infusionsförpackningar 3 - 1000 ml
- ✓ Integrerat snäpplock hindrar läckage och kan inte tappas bort
- ✓ Minimerar risken för beröringskontamination av kanylen och luerkopplingen
- ✓ Prisbelönt konstruktion med bred krage, stor grepplatta och skyddad luerkoppling
- ✓ Latex- och PVC-fri
- ✓ 50 st/förpackning

**Mikro spets:** Mindre slöseri med dyra lågdosläkemedel. Minimerar volymen kvarblivet läkemedel.

**Mini-Spike® Chemo:** Med aerosolfilter som skyddar mot toxiska aerosoler vid upplösning av torra substanser.

**Mini-Spike® V:** Inbyggd tvåvägsventil. Friflödesskydd för upp- och nedvända behållare.

Artikel	Beskrivning	Art.nr.
Med 0.45 µm bakteriefilter		
Mini-Spike®	Standard spets	4550242
Mini-Spike® Micro	Mikro spets	4550510
Mini-Spike® V	Standard spets - med integrerad ventil	4550560
Med 0.45 µm bakteriefilter och 5 µm partikelfilter		
Mini-Spike® Filter	Standard spets	4550234
Mini-Spike® Filter Micro	Mikro spets	4550528
Mini-Spike® Filter V	Standard spets - med integrerad ventil	4550579
Med 0.2 µm aerosolfilter och 5 µm partikelfilter		
Mini-Spike® Chemo	Standard spets	4550340
Mini-Spike® Chemo Micro	Mikro spets - utan partikelfilter	4550536
Mini-Spike® Chemo V	Standard spets - med integrerad ventil	4550587