


Serologiska mätpipetter



- Pyrogenfria
- Individuellt förpackade
- Sterila
- Enkel identifikation med internationell färgkod
- Större pipetteringsvolym med negativ gradering
- Flexibelt hanteringssätt med reverserad gradering
- Optimalt munstycke för att passa i de vanligaste pipettfyllarna
- Lättöppnad
- Ej statisk förpackning
- Bomullsproppade

Artikelnr	Total volym/ gradering	Benämning	Inner/Ytterfp
86.1251.001	1 ml/ $1/100$ ml	styckvis fp, steril, gul	100/1000
86.1251.025	1 ml/ $1/100$ ml	25 st/påse, steril, gul	25/1000
86.1252.001	2 ml/ $1/100$ ml	styckvis fp, steril, grön	100/1000
86.1252.025	2 ml/ $1/100$ ml	25 st/påse, steril, grön	25/1000
86.1253.001	5 ml/ $1/10$ ml	styckvis fp, steril, blå	50/500
86.1253.025	5 ml/ $1/10$ ml	25 st/påse, steril, blå	25/500
86.1254.001	10 ml/ $1/10$ ml	styckvis fp, steril, orange	50/500
86.1254.025	10 ml/ $1/10$ ml	25 st/påse, steril, orange	25/500
86.1685.001	25 ml/ $2/10$ ml	styckvis fp, steril, röd	25/200
86.1685.020	25 ml/ $2/10$ ml	20 st/påse, steril, röd	20/200