



# Platinöser



- Gammasterila
- Tillverkade av polystyren
- Tidsbesparande för laboratorier med stor arbetsbelastning
- Lätta att använda
- Säker – inga patogena aerosoler eller korskontamination

Artikelnummer	Benämning	Inner/Ytterfp
86.1562.010	Platinös i plast 10 µL ögla, 10 st/fp, blå, steril	500/1000
86.1562.050	Platinös i plast 10 µL ögla, 48 st/fp, blå, steril	960/1920
86.1567.010	Platinös i plast 1 µL ögla, 10 st/fp, vit, steril	500/1000
86.1567.050	Platinös i plast 1 µL ögla, 48 st/fp, vit, steril	960/1920