

PRODUKTINFORMATION TILLBEHÖR TILL TRAKEOSTOMIKANYL



BLUE LINE ULTRA® INNERKANYL

- Innerkanyl till Trakealkanyl Blue Line Ultra och Blue Line Suction Aid
- Innerkanyl till BLU finns både med och utan fenestrering
- Färgkodade innerkanyler för att minimera risken för förväxling
- Tar endast bort 1 mm från innerdimensionen av trakeostomikanylen
- Förstärkt dragring, en säkerhet i samband med isättning och urtagning av innerkanylen
- PVC och DEHP fri

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	6,0	100/850/060	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	7,0	100/850/070	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	7,5	100/850/075	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	8,0	100/850/080	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	8,5	100/850/085	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	9,0	100/850/090	2
Innerkanyl, ofenestrerad, transparent	10,0	100/850/100	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	6,0	100/851/060	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	7,0	100/851/070	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	7,5	100/851/075	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	8,0	100/851/080	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	8,5	100/851/085	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	9,0	100/851/090	2
Innerkanyl, fenestrerad, röd	10,0	100/851/100	2
Rengöringsborste till innerkanyl	-	100/855/000	40

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista
Tlf. 08 - 594 772 50
Fax.08 - 594 772 69
info.sweden@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com