

EZ-IO

Tänk att äntligen ha tillgång till en teknik där du på ett hjärtstopp omedelbart kan starta HLR antingen manuellt eller med mekanisk bröstkompression samtidigt som din kollega sätter en intraosseös infart på mindre än 10 sekunder och direkt ger läkemedel enligt gällande behandlingsriktlinjer.

Även med ett svårt sjukt barn kan du snabbt skapa en intraosseös infart och direkt ge läkemedel.

IM-MEDICO introducerar ett helt nytt sätt att se på intraosseös infart för den svårt sjuke patienten oavsett om patienten är vuxen eller ett barn.

När patienten är så kritiskt sjuk eller skadad att det tar tid att etablera en venös infart eller i allra värsta fall är omöjligt skapar EZ-IO en unik möjlighet till intraosseös infart på mindre än 10 sekunder.

Systemet består av en liten batteridrivnen enhet där du fäster nålen för att snabbt och säkert skapa en intraosseös infart.


EZ-IO är testad med olika läkemedel och även med blod. Dessa tester visar att Läkemedel givna via EZ-IO ger samma resultat som läkemedel givna via en intravenös infart.

Vill du veta mer om hur EZ-IO kan hjälpa dig och dina patienter tveka inte att kontakta oss för ett besök eller beställning av informationspaket.

EZ-IO tillverkas av VIDACARE Corporation.



EZ-IO handtaget finns i två olika utföranden.



Snabbt, säkert och effektivt.

