

BLODVÄRMARSLANG

Stihler

Förlängningsslang till AstoTherm blod- / vätskevärmare, tillverkad PVC, med vit dialysklämma och roterande Luer-Lock anslutning. Steril, för engångsbruk. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek yd mm	Längd cm	Avd.förp.	Trsp.förp.
ST-IFT30350	4,0	320	50	50
ST-IFT30410	6,8	490	50	50
ST-IFT30460	4,0	575	50	50

BLOD- VÄTSKEVÄRMARE

Stihler

Blod- och vätskevärmare, ASTOFLO plus. Basaggregat med universalfäste. Måste kombineras med värmeprofil.



Artikelnummer		Beskrivning	Avd.förp.
ST-AFP200EU	ASTOFLO PLUS	Blod- och infusionsvärmare	1

VÄRMEPROFILER

Stihler

Värme profiler till Astoflo plus.



Artikelnummer	Passar till	Färg	Längd mm	Avd.förp.
ST-WP2418	4-5 mm aggregat	blå	1800	1
ST-WP2424	4-5 mm aggregat	blå	2400	1
ST-WP2618	6-7 mm aggregat	blå	1800	1
ST-WP2624	6-7 mm aggregat	blå	2400	1

BLOD- VÄTSKEVÄRMARE

Stihler

Blod- och vätskevärmare, ASTOTHERM PLUS. Basaggregat med universalfäste. Måste kombineras med värmeprofil.



Artikelnummer		Beskrivning	Avd.förp.
ST-AP220S	ASTOTHERM PLUS 220S	Blod- och infusionsvärmare	1
ST-AP260SEU	ASTOTHERM PLUS 260S	Blod- och infusionsvärmare	1

VÄRMEPROFILER

Stihler

Värme profiler till Astoline.



Artikelnummer	Passar till	Slangdimension	Färg	Längd mm	Avd.förp.
ST-AL222	ASTOTHERM PLUS 220S	4 mm	blå	1300	1
ST-AL260	ASTOTHERM PLUS 260S	6,8 mm	grå	1300	1