



Sugset

Sugset - latex- och ftalatfritt

Sugset, sterilt, för engångsbruk. Latexfritt.
Förp. 50 st.

Artikelnummer	Spetsdiam. ID / YD mm	Utförande	Spets- längd
E1102350083	4,6 / 6,5	enkelbockat, avlastningshål	22 cm
E1103350083	4,6 / 6,5	dubbelbockat distalt hål	22 cm
E1104350083	4,6 / 6,5	enkelbockat distalt hål	22 cm
E1106350083	5,0 / 6,5	enkelbockat platt spets	22 cm
E1107350083	8,0 / 10,0	enkelbockat platt spets	22 cm
E1108350083	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln.spets	22 cm
E1109350010	8,0 / 10,0	rak, distalt hål	55 cm
E1111210083	4,6 / 6,5	rektoskopisug	40 cm
E1112350083	4,6 / 6,5	risslersug böjd	30 cm

Artikelnummer	Spetsdiam. ID / YD mm	Utförande	Spets- längd
E1113350083	4,6 / 6,5	risslersug rak	30 cm
E1114350083	4,6 / 6,5	risslersug böjd	35 cm
E1117210083	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm
E1117350083	3,0 / 4,0	dubbelbockat	17 cm
E1118350083	3,0 / 4,0	enkelbockat avsmaln. spets	12 cm
E1120350010	7,0 / 10,0	enkelbockat vakuumkontroll	22 cm
E1128350083	4,6 / 6,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm
E1140350083	8,0 / 10,0	enkelbockat avlastningshål	22 cm
E1145350083	5,0 / 7,5	enkelbockat avlastningshål	22 cm
E1148350083	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	22 cm
E1149350083	8,0 / 10,0	ortopediskt rakt avlastningshål	22 cm
E1158210083	3,0 / 4,0	enkelbockat avlastningshål	12 cm

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se