

BD™ Saline, Förfylld NaCl spruta för flushning



- Sprutor förfyllda med NaCl 9 mg/ml
- Avsedda för flushning av intravenösa katetrar
- Förhindrar alltför högt flushtryck
- Minskar risken för reflux
- Förenklar flushproceduren
- Underlättar aseptiskt handhavande
- Minskar risken för korskontaminering

OBS! BD™ Saline är en medicinteknisk produkt endast avsedd för flushning av intravenösa katetrar och får därför inte användas för blandning av torrs substans, för utspädning av medicin eller där koksalt ordinerats som intravenös behandling.



BD™ Saline SP, steril flödesväg och höggradigt ren utsida (Kan användas vid all flushning, med undantag av flushning inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

BD™ Saline XS, in- och utvändigt steril (Kan användas vid all flushning, dvs. även inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen
Packning: Syntetisk Isopren (latexfri)
Ytbehandling: Silikonolja
Propp: Polypropylen
Lösning: NaCl 9 mg/ml

Förpackningsmaterial

Papper
Polyetylen
Polyester
Polypropylen
Wellpapp



Steriliseringmetod

Ångsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass III)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com