

**JMS Graderad tom blodpåse med Y-connector komplett med vacutainerhållare för provtagning. + Stickskydd/WingEater**

*Extra lång (100cm) och grov slang underlättar tappningen..*

Vacutainerhållare  
För provtagning

med Stickskydd  
WingEater

2 st mini-klämmor  
gör att flödet kan  
stängas eller  
öppnas igen.

Långslipad 16G(1,6x25mm)kanyl  
Med vingar och förseglad skyddshylsa.

Graderad från 100ml till 500ml.  
Därför slipper du använda våg  
Eller mätglas

Graderad tom blodpåse

**OBS! NUMERA MED GRADERAD ETIKETT**

Artikel nummer	Benämning	Förpackning Avd Transp	Slanglängd	Övrigt
5370057	Graderad tom blodpåse med Y-connector och Stickskydd/WingEater vacutainerhållare.500ml	40 80	100 cm (Grov lumen)	Kanyl 16G (1,6 x 25mm) Långslipad med vingar

**meditech nordic**   
QUALITY FOR LIFE

**Meditech Nordic AB**

Jonstorpsvägen 285

SE-254 76 Allerum, Sweden

Phone +46 (0)42 38 65 60

Fax +46 (0)42 15 69 60