

Bägare med monterat skruvlock



- Bägare av högtransparent PP, tättslutande lock av HD-PE
- Produktion och montering sker helt maskinellt i steril miljö
- För universalbruk

Artikelnr:	Benämning:	Gradering till:	Mått, mm:	Ytterfp:
75.9922.421	Bägare 120 mL	120 mL	107 x Ø44	250
75.9922.420	Bägare 120 mL, steril	120 mL	107 x Ø44	250
75.9922.532	Bägare 250 mL	200 mL	78 x Ø70	180
75.9922.534	Bägare 250 mL, steril	200 mL	78 x Ø70	180
75.9922.744	Bägare 70 mL, CE-märkt	saknas	55 x Ø44	500
75.9922.812	Bägare 500 mL	420 mL	150 x Ø70	90
75.9922.813	Bägare 500 mL, steril (40 st i varje påse)	420 mL	150 x Ø70	120



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com