



# Adaptic Digit

## INDIKATIONER

ADAPTIC DIGIT™ är ett sterilt allt-i-ett-förband anpassat för behandling av finger- och tåskador. Förbandet har en silikonbelagd cellulosacetatväv, vilken gör att förbandet inte fastnar när det avlägsnas.

Utmärkt för till exempel:

- brännskador av första och andra graden
- transplantat
- kirurgiska snitt
- rivsår
- skrapsår
- nagelextraktioner
- rekonstruktioner
- suturering

## KLINISKA FÖRDELAR

ADAPTIC DIGIT™  
Förhindrar vidhäftning av förbandet.  
Skyddar regenererad vävnad och minimerar patientens smärta vid förbandsomläggning.  
Hjälper till att förhindra vätskeansamlingar i sårområdet. Allt i ett förband med silikonkompress lätt att applicera.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
ADAPTIC™ Digit			
MAD003	Small 2 cm ø	10	17 (170 st)
MAD013	Medium 2,4 cm ø	10	17 (170 st)
MAD023	Large 2,8 cm ø	10	17 (170 st)
MAD042	Extra large 3 cm ø	10	17 (170 st)
MAD062	Large tå 2,8 cm ø	10	17 (170 st)

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)