

Duschbart förband som skyddar mot bakterier

3M™ Tegaderm + Pad



Egenskaper:

- En tunn, elastisk och semipermeabel polyuretanfilm med icke vidhäftande och absorberande dyna
- Förbandet är elastiskt och följsamt vid svullnad och över leder
- Förbandet andas och släpper igenom fukt och syre och har ett mycket hudvänligt häftämne
- Duschbart

Användningsområden:

- Postoperativt förband
- Skyddar rena sår och tagställen
- Brännskador av första graden samt ytliga sår

3M Tegaderm +Pad			
3M Art.nr	Storlek	Sårdyna	Antal/fp
3582	5 cm x 7 cm	2,5 cm x 4 cm	50
3584	6 cm x 10 cm	2,5 cm x 6 cm	50
3586	9 cm x 10 cm	4,5 cm x 6 cm	25
3589	9 cm x 15 cm	4,5 cm x 10 cm	25
3590	9 cm x 20 cm	4,5 cm x 15 cm	25
3591	9 cm x 25 cm	4,5 cm x 20 cm	25
3593	9 cm x 35 cm	4,5 cm x 30 cm	25