



AquaFlate

Silikonkateter med glycerinspruta

Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon

Helsilikonkateter med bifogad 10-procentig glycerinlösning, försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en röntgentät spets. Katetern finns i manligt, kvinnligt och pediatrikt utförande och är avsedd att användas för urinavlastning antingen transuretralt eller suprapubiskt. Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej efterkontrolleras, används sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var 3:e vecka.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten. Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO).

Steriltid 5 år

Produkterna uppfyller SS-EN ISO 20696:2018 och SS-EN 1616/A1.

Produkterna är fria från:

- + Latex
- + Parfym
- + Lanolin
- + Kolofonium
- + Silver
- + Antibiotika
- + Antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- + Bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Latex- och PVC fri

Art.nr.	Ref.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp. cm
10012675	178003-000060	6	Nelaton	1,5	30	5
10012676	178003-000080	8	Nelaton	3	30	5
10012677	178003-000100	10	Nelaton	5	30	5
10012678	178004-000080	8	Tiemann	3	30	5
10012679	178004-000100	10	Tiemann	5	30	5
10001619	178000-000120	12	Nelaton	10	40	5
10001677	178000-000140	14	Nelaton	10	40	5
10001695	178000-000160	16	Nelaton	10	40	5
10001693	178000-000180	18	Nelaton	10	40	5
10012277	178000-000200	20	Nelaton	10	40	5
10012780	178000-000220	22	Nelaton	10	40	5
10012278	178000-000240	24	Nelaton	10	40	5
10001696	178001-000120	12	Nelaton	10	20	5
10001676	178001-000140	14	Nelaton	10	20	5
10001699	178001-000160	16	Nelaton	10	20	5
10001868	178001-000180	18	Nelaton	10	20	5
10012494	178001-000200	20	Nelaton	10	20	5
10012495	178001-000220	22	Nelaton	10	20	5
10012674	178001-000240	24	Nelaton	10	20	5
10001691	178305-000120	12	Tiemann	10	40	5
10001572	178305-000140	14	Tiemann	10	40	5
10001607	178305-000160	16	Tiemann	10	40	5
10012680	178305-000180	18	Tiemann	10	40	5
10012681	178305-000200	20	Tiemann	10	40	5
10012682	178305-000220	22	Tiemann	10	40	5
10014534	178305-000240	24	Tiemann	10	40	5

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2023-10