

Gasväv kompresser & tork > Plattork



Absorberande plattork i gasväv. Finns osteril och steril.
Alla kanter är invikta för att undvika lösa trådar.

Art nr 490-006 är ett litet omlägningsset som innehåller:

En skål 15,5 x 5 x 2 cm
Fem plattork 2,5 x 2,5 mm

Trådar:

24 trådar/cm²

Materialspecifikation:

100% bomull

Vikt:

32 g/m²

Förpackning steril:

Innerförpackning: Peel-pack, kartong
Ytterförpackning: Kartong

Förpackning osteril:

Innerförpackning: Plastpåse
Ytterförpackning: Kartong

Steriliseringmetod:

Ånga

Uppfyller standard:

MDD93/42/CEE amended by Directive 2007/47/CE. EN 11737-1/EN 11737-2/EN 14079/EN556-1



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
490-006	Tork platt nr3 i skål	150	900	N	N	S	

Produktbladsnr 2503

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-19 21:07