



# Flexiset

## Trachealtub - med förmonterad ledare

Flexiset, trachealtub med förmonterad ledare, med ett öga, för nasalt / oralt bruk, tillverkad av PVC, långsgående röntgenmarkering, lueranslutning på backventilen, blå pilotballong och stämbandsmarkering.

Steril, för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd. __ förp.
112481-050	5,0	5,0 / 6,7	250	10
112481-055	5,5	5,5 / 7,3	280	10
112481-060	6,0	6,0 / 8,0	290	10
112481-065	6,5	6,5 / 8,7	300	10
112481-070	7,0	7,0 / 9,3	320	10
112481-075	7,5	7,5 / 10,0	330	10
112481-080	8,0	8,0 / 10,7	340	10
112481-085	8,5	8,5 / 11,3	345	10
112481-090	9,0	9,0 / 12,0	350	10

För mer information

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)