



# Syrgaskateter

## Ftalatfri syrgaskateter

Syrgaskateter med kudde av polyuretan, enkel, tratt, längd 40 cm. Slangdiameter 10 Ch. Steril, ftalat- och latexfri.

Produkterna är fria från:

- latex
- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Artikelnummer	Längd cm	Avd.förp.	Trsp.förp.
E3301040010	40	100	1000

Leverantör

**EXTRUDAN**

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.com](http://www.mediq.com)

2015-01