

Produktinformation

VACUETTE® Urin koniska/u-botten rör

Allmän information

Applikation

VACUETTE® Urinrör används för bestämningar av olika mikrobiologiska och kemiska analyser.

Material

VACUETTE® Urin rör är gjorda av PET (polyethylenetherephthalate). Korkarna är gjorda av PE (polyeten) och färgade med rent pigment i enlighet med EN 71 / 3. Gummimembranet består av Brom Butyl KAUTSCHUK. Stabiliseringsringen består av PP, Polypropylen.

Tillverkare

Greiner Bio-One GmbH, Österrike.

Certifierad enligt SN EN ISO 9001:2008 och SN EN ISO 13485:2003 + AC 2007.

Sterilitet

Steril interiör: SAL 10-6 (SAL = Sterilitet Assurance Level)

Standarder: EN 552, EN 556, ANSI / AAMI / ISO 11137.

Konformitet

CLSI GP16-A2 "Urinalys och insamling, transport och bevarande av urinprover, Godkänd Riktlinje "-Second Edition.

CE-märkning

IVDD 98/79/EC "direktiv 98/79/EC av Europaparlamentets och rådets 27 okt 1998 om in vitro diagnostik för medicinska ändamål.

Förpackning

Rören är förpackade om 50 rör och är försluten med en polyeten folie. Varje kartong innehåller 24 rack om 50 rör=1200 rör.

Hållbarhet

18 månader.

CI_E_U00_Rev02, 06-09 02/01

Greiner Bio-One GmbH | Bad Haller Straße 32 | A-4550 Kremsmünster

Tel: (+43) 75 83 67 91-0 | Fax: (+43) 75 83 63 18 | E-post: office@at.gbo.com

[www.gbo.com / preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)