



DES WIPES

Handdesinfektions servett

Användningsområde

DES Wipes är tänkt att användas inom vård och omsorg för patienter i samband med exempelvis måltider. Enkelt att ha med sig vid hembesök och lätt att erbjuda besökare på sjukhus. Kan med fördel placeras på patientens matbricka i samband med måltid. Servetten innehåller 6ml handdesinfektionsvätska med återfettande egenskap. Innehåller 250 singelförpackade nonwoven handdesinfektionsservetter.

Produktfakta

Skön och hållbar desinfektionsservett för händer. "Skopakartongen" innehåller 250 singelförpackade nonwoven handdesinfektionsservetter. Duken är 215 x 163 mm och är tillverkad av polyester/viskos. Servetten innehåller 6ml handdesinfektionsvätska med återfettande egenskaper. Produkten uppfyller den europeiska normen för desinfektionsmedel EN1500:2013, EN13727, EN13624, och vissa typer av virus (höljesförsedda) som t ex Infuensavirus (H1N1, H5N1), Vaccinivirus, Herpes Simplex, HIV, Hepatit B & C, Bovine Viral Diarrhoea Virus. Effekt även effekt mot vissa nakna virus som Murint Norovirus (surrogat till humant norovirus och Hepatit A).

Art.nr

17140250 Antal servetter per box= 250st

Bruksanvisning

Öppnas lätt genom att riva upp förpackningen i hörnan. Arbeta noggrant in vätskan på händerna, minimum 30s. Händerna ska vara torra efter avslutad desinfektion.

Dosering

För hygienisk handdesinfektion krävs 4ml desinfektionsvätska. Duken innehåller 6ml vätska.

Innehåll

Servetten innehåller 6 ml godkänd handdesinfektionsvätska (=DES75)..

Handdesinfektionsvätskan innehåller: Alcohol Denat (ca 65%), Aqua, Isopropyl Alcohol (ca 10%), Glycerin (återfuktare), Propylene Glycol (återfuktare). Mängden alkohol är 3,97ml/g duk

Lagring och hållbarhet

Lagras i normal rumstemperatur. Hållbarhet i oöppnad förpackning är 5 år. Öppnad förpackning ska användas omgående.

Miljö

Ytterförpackning sorteras som förpackning av papper. Innerförpackningen sorteras som restavfall.

