

HEGU®

Leading manufacturer of
acupuncture needles
In Scandinavia



HEGU XENO 0,30x30mm, 1-pack blister - 100 nålar/ask

Beskrivning:

En unik nål som tillvaratar kinesiskt, japanskt och svenskt kunnande.

Högsta svenska stålqualität i rostfritt kirurgiskt fjäderstål.

Handtag utformat för att passa europeiska terapeuter.

Anpassad för elakupunktur, både nål och handtag i stål med högsta elektriska ledningsförmåga.

Nålar utan hylsa förpackade i 1-pack blister.

100 nålar/ask

Hållbarhetstid 5 år efter tillverkning.

Artikelnr: XEN30030

