

HEGU®

Leading manufacturer of
acupuncture needles
In Scandinavia



[HEGU Standard](#) >> [HEGU Standard utan hylsa](#)>>

HEGU STANDARD 0,30x50mm, 1-pack blister - 100 nålar/ask

Beskrivning:

Kinesisk nål av mycket hög kvalitet
anpassad till våra krav.

Handtag utformat för att passa europeiska
terapeuter.

Nålspets och polering enligt svenska
sjukgymnasters/akupunktörers önskemål.

Virat skaft av försilvrad koppar, för bästa
elektriska ledningsförmåga.

Tillverkad av rostfritt kirurgiskt
specialhärdat fjäderstål.

Anpassad för elakupunktur.

Nålar utan hylsa förpackade i 1-pack
blister.

100 nålar/ask

Hållbarhetstid 5 år efter tillverkning.

Artikelnr: STD50030

Pris exkl moms: 58,00 sek