

## ÖRONTRATT ENGÅNGS

KleenSpec örontratt finns i barn- och vuxenstorlek och passar till Welch Allyn MacroView, Standard och Pocketotoskop.

Artikelnummer	Beskrivning	Ant. förp.
WA52432-U-1	engångstratt, 2,75 mm	850
WA52434-U-1	engångstratt, 4,25 mm	850
52401-B	behållare för engångstrattar, för väggmontage, med förvaring	1
52400-B	behållare för engångstrattar, för väggmontage, utan förvaring	1



## ÖRONTRATT FLERGÅNGS

Örontrattar för flergångsbruk, kan autoklaveras, kokas eller steriliseras i lösning.

Artikelnummer	Beskrivning	Ant. förp.
24302-U	örontratt, 2,5 mm	1
WA24303	örontratt, 3,0 mm	1
WA24304	örontratt, 4,0 mm	1
WA24305	örontratt, 5,0 mm	1
24400-U	Sats med fyra örontrattar (2,5, 3, 4 och 5 mm)*	1
WA22002	örontratt, 2,0 mm	1
22003	örontratt, 3,0 mm	1
22004	örontratt, 4,0 mm	1
WA22005	örontratt, 5,0 mm	1



24302-U



WA22002

## TÄTNINGSKRAGE SOFSEAL

Mjuk gummitätning för örontrattar till standard- och MacroView otoskop.  
För enklare genomförande av trumhinnetest med bollpump.

Artikelnummer	Beskrivning	Ant. förp.
WA24330-B	vuxen, rekommenderas till örontratt 3,0, 4,0 och 5,0 mm	80
WA24320-B	barn, rekommenderas till örontratt 2,0, 3,0 och 4,0 mm	80



WA24330-B

## BOLLPUMP

Bollpump för trumhinnetest. Latexfri.

Artikelnrnummer	Beskrivning	Ant. förp.
WA23804	till MacroView otoskop	1
WA21504	till standardotoskop	1



WA23804



WA21504