


# Product Data Sheet

## Nomad™ Klibbmatta 4300

### REF FZ010007016

Version: 29.04.2013, rev.1

Tryckt: 24.6.2013

REF	Storlek	
FZ010007016		
<b>Material:</b>		
<b>REACH föreskrifter:</b>		
<b>Egenskaper:</b>		<p>Mattans botten fäster på alla rena golvytor. smutsiga ark avlägsnas enkelt och en ny, ren och klibbig yta är klar. Varje ark består av en klar polyetylenfilm med klibbig akryl yta. Mattan har 40 ark med växelvis blå och vita numrerade markörer. Detta ger en bra kontroll och förenklar infriandet av kraven på hygien och renhet.</p> <p>Nomad 4300 Klibbmattor används i områden med stränga krav på hygien och renhet för att avlägsna det sista fina dammet och den sista smutsen från skosulor och vagnshjul.</p> <p>Mattans botten fäster på alla rena golvytor. smutsiga ark avlägsnas enkelt och en ny, ren och klibbig yta är klar. Varje ark består av en klar polyetylenfilm med klibbig akryl yta. Mattan har 40 ark med växelvis blå och vita numrerade markörer. Detta ger en bra kontroll och förenklar infriandet av kraven på hygien och renhet.</p> <p>Användningsområden: Renrum, laboratorier och operationssalar i sjukhus, lackverkstäder för fordon, i forsknings-, elektronik- och farmaceutiska verksamheter.</p> <p>Tjocklek: Matta: 2,1 mm Ark: 30 mikronFärg: Baksida: Vit eller blå ,Ark: Klar</p>
<b>Steril produkt:</b>		Nej
<b>Hållbarhetstid:</b>		
<b>MBA/st:</b>		6
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		6
<b>Transportlåda/st:</b>		6