

Ambu® BlueSensor VLC-00-S/25

- Excentrisk knapp
- Mikroporös häfta
- 68 mm
- Våt gel-minskar hudimpedansen snabbt
- Skyddat gelområde
- Dubbla häftsystem för att uppnå optimal häftförmåga
- 25 elektroder/påse
- DEHP fri
- Latexfri

Excentriskt placerad knapp - gör att elektroden bibehåller signalen även när patienten är i rörelse.

Mikroporös häfta har hög genomsläpplighet för luft och vattenånga, vilket gör att elektroden lämpar sig väl för att sitta under en längre tid.

Användningsområde:

- Alla typer av långtidsövervakning t.ex.
- Holter
- Telemetri
- Event recording/R-test

