



Produktnamn

TropT Sensitive rapid assay

Artikelnummer/Specifikationer

11621904193 test

11622889190 pipetter 150ul

Troponin T är ett protein som endast frisätts vid cellskada (nekros) i myokardiet. Detektion av troponin T-läckage vid hjärtmuskelskada har sedan länge en etablerad roll i diagnostiken vid misstänkt hjärtmuskelskada.

Snabbtest

- Oberoende av instrument
- Kvalitativ immunologisk test
- Testmaterial; helblod (EDTA eller Heparin)
- Resultat på 15-20 minuter
- Hållbarhet: 4 veckor i rumstemperatur. I +2°C till +8°C till utgångsdatum.