

# ATOS

## MEDICAL

Leading the way in ENT

### Provox® XtraBase®

Provox XtraBase är ett konvext, självhäftande plåster utformat särskilt för djupa och/eller oregelbundna stoman.

Vidhäftningsegenskaperna på det populära FlexiDerm plåstret och Provox XtraBase är desamma. Tack vare den speciella formen och elasticiteten uppnås i många fall en bättre passform och längre vidhäftningstid med Provox XtraBase. För patienter med djupt trakeostoma eller användare av Provox FreeHands HME.

- Särskilt väl lämpad vid tal med automatisk talventil.
- Ger bättre passform i djupa eller oregelbundna stoman.
- Stark vidhäftning – likvärdig med FlexiDerm.



|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| Provox XtraBase                  | 20 | 7265 |
| Osteril, avsedd för engångsbruk. |    |      |