

Produktblad Dosett®

Dosett® Mini

Storlek: Mini 80x100x18 mm
Vikt: Mini 42 g
Färg: Röd, Blå

Material:

Låda SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)
Galler ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (Altech ABS A 1000/100)
Skjutlock PP, Polypropylene (RA12MN40)
Folder 100 g Galerie Art Silk



Dosett® Medi och Maxi

Storlek: Medi 155x102x25 mm
Maxi 205x133x38 mm
Vikt: Medi 106 g
Maxi 209 g
Färg: Medi – Röd, Blå, Turkos
Maxi – Röd
Märkning: För svenska marknaden- svenska

Material:

Låda och skjutlock SAN, Styrene Acrylonitrile (Tyril SAN 905)
Galler ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS LG HI-121)
Säkerhetsspärr PBT, Polybutylene Terephthalate (Celanex 2002-2 PBT)
Insats PET, Polyethylene
Bruksanv. och ordinationskort 170g Cyclus Offset
Kapsel Korsnäs White

Kort information: I snart 50 år har Dosett underlättat livet för personer som regelbundet äter mediciner och vitaminer och att Dosett fortfarande efter så lång tid dominerar marknaden för doseringshjälpmedel är ingen tillfällighet. Än så länge är det ingen som kunnat matcha den säkerhet och trygghet som Dosett står för. Med dess retrodesign är Dosett en klassiker som aldrig kommer att gå ur tiden.

Alla har vi någon gång blivit ordinerade någon form av medicinkur och alla vet vi hur enkelt det kan vara att glömma bort att ta rätt dos vid rätt tid. Läkemedel gör som mest nytta när man tar dem som ordinerat och en bortglömd dos kan innebära att medicinen förlorar sin verkan. Det är oftast inga problem att komma ihåg att ta en värktablett när man har huvudvärk eller en sömntablett när man inte kan sova. Men många läkemedel tas i förebyggande syfte, vilket innebär att man inte blir påmind av några akuta symtom. Att ta hjälp av en Dosett kan därför i vissa fall vara livsviktigt.