

## Stifneck™ Select nackkrage - vuxen och barn

Stiffneck Select, nackkragen med flera storlekar i en krage. Enkel mätning av storlek, lätt att sätta fast och säker låsning ger en total immobilisering av halsryggen hos patient med misstänkt spinalskada.

Stiffneck Select nackkrage är en utveckling från originalet Stiffneck Extrinsication och bygger på över 20 års erfarenhet. Stiffneck ger överlägsen immobilisering av nacken vid misstanke om spinalskada och finns i barn- och vuxenstorlekar.

Stiffneck Select är lätt att använda, du mäter först patienten, ställer in kragen och fäster kragen på patienten.

- Överlägsen immobilisering av nacken
- Vuxenkragen har 4 storlekar i en, barnkragen har 3 storlekar i en
- Genomlysbar i röntgen MRI och CT-scan
- Säker, symmetrisk, rak inställning av storleken
- Stora hål möjliggör palpation av hals och nacke även med krage
- Ingjuten och nitad kardborre gör att kragen även klarar varierande utomhusmiljöer och temperaturer
- Förvaras plant
- Latexfri engångskrage
- Ingjutna instruktioner för mätning och fästning
- CE-märkt enligt 93/42/EEC

Barnkragen är utformad för att passa barns anatomi och är försedd med krokar för fastsättning av syrgasslang.

