

# Optimal Kuddar & Kuddskydd



För god komfort i varje unik situation kan vi erbjuda ett brett sortiment av tillbehör, däribland kuddar och kuddskydd. De är utvecklade för världens behov men passar även i hemmiljö.

**Optimal Hygienkudde**, en kudde med goda hygieniska egenskaper. Fyllningen består av bollfiber som lätt kan fluffas upp för att behålla den ursprungliga formen på kudden. Genom det medföljande hygienskyddet, som är avtagbart, är kudden enkel att hantera och sköta (se Optimal Kuddskydd).

**Optimal Sens** är en anatomisk sovkudde. Den är tillverkad av ett specialskum som formar sig efter nackens och huvudets konturer, och ger nacke och huvud bra stöd och avlastning. Ett avtagbart hygienskydd medföljer (se Optimal Kuddskydd).

**Optimal Kuddskydd** är ett slitstarkt och hållbart hygienskydd med en mycket god hygienisk standard<sup>(1)</sup>. Avtagbart med dragkedja. Materialet är vätsketätt men "ängandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Skyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt, detta minskar behovet av att tvätta hela kudden.

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Vät".

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



## Fakta

Optimal Hygienkudde  
Material: Polyester, bomull  
Rengöring: Maskintvätt 60°C (kudde)

Optimal Sens  
Material: Viskoelastiskt skum, 50 kg/m<sup>3</sup>

Optimal Kuddskydd  
Material: Polyester/polyuretan  
Rengöring: Avtorkning med alkoholbaserat rengöringsmedel. Maskintvätt 95°C.

Garanti: 1 år

## Storlekar

Optimal Hygienkudde  
35x45 cm  
50x60 cm  
50x70 cm

Optimal Sens  
30x48 cm

Optimal Kuddskydd  
35x45 cm  
50x60 cm  
50x70 cm

## Tillval

Optimal Hygienkudde & kuddskydd  
Svetsade sömmar  
Dragkedja i plast