

Blodtrycksmätare med handmanometer Boso Varius

Blodtrycksmätare komplett med Bosos handmanometer Varius

(För blåsa av vinyl ange slutsiffra 28 istället för 47)



Med yttermanschett av nylon (blå) och neopren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00047
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00047
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00047
Vuxen normal arm 12x35 cm (se bild)	Art.nr: 4260-00047
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00047
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00047
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7260-00047
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8260-00047

Med yttermanschett av galon (röd) och neopren blåsa:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00147
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00147
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00147
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4260-00147
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00147
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00147
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7260-00147
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8260-00147

Blodtrycksmätare med integrerad innerblåsa (TPU):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00005
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00005
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00005
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4260-00005
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00005
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00005
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7260-00005
Vuxen kraftig lårben 16x50 cm, konisk	Art.nr: 0260-00005