

ONEMED

PRODUKTBLAD

Säck Magasin Longopac Mini

Art nr. 222346



Produktinformation

Beskrivning

Specifikation

Säck Magasin Longopac Mini

60m transp STD 20 my

Det unika Longopac-systemet möjliggör innovativa förpackningslösningar, en smartare avfallshantering samt bättre arbetsmiljö. Longopac är hygieniskt då byte och förslutning av säck sker från säckens utsida - ingen kontakt med avfallet. Tillverkat i 3-skiktets polyeten, vilket är tunt men starkt.

Antal/avdelningsförpackning: 1
Enhet: ST