

KEBOMED

Kiwi sugklocka till förlossning



Kiwi vakuumsystem är en komplett enhet, utformad så den ger användaren full kontroll utan behov av assistans.

Kiwisugklockan ger en säker och effektiv vakuumextraktion

- En handkontrollerad pump, enkel att använda
- Lättåtkomlig knapp för att minska undertrycket
- Exakt tryckmätare
- Kräver ingen extern pump eller elektricitet
- Engångs och sterilt förpackad

Levereras i förpackning med 5 stycken
Kiwi OmniCup VAC-6000MTE

KEBOMED marknadsför och distribuerar medicinteknisk utrustning i Europa.
Kontakta oss för ytterligare information eller för att testa våra produkter.
Telefon: 040-30 5 1 05 Mail: info@kebomed.se eller besök vår hemsida: www.kebomed.se

