


Product Data Sheet

pH-Fix testremsor

REF 662-0201

Tryckt: 31.7.2015

REF	Storlek	
662-0201		
CE IVD		
Material:		
Egenskaper:		<p>pH-Fix testremsor används för snabb pH-testning direkt på plats. De är alltid redo för omedelbar användning. Kommer med en komplett färgkarta och med kalibrerade testremsorna. För noggrann testning av farliga, giftiga eller aggressiva vätskor har remsorna en optimal utformning. Den långa remsan skyddar effektivt användaren från kontakt med provet.</p> <p>Färgämnet är fäst på testremsan och kan inte blöda in i provet. Detta skyddar provet mot föroreningar och möjliggör mätningar i svagt buffrade eller starkt alkaliska lösningar.</p> <p>pH-Fix testremsor har upp till fyra olika indikatorplattor för att täcka hela pH-området Detta möjliggör mycket exakt pH-bestämning och gör testremsorna snabba och pålitliga.</p> <p>Skala 3.6 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 6.1</p>
Steril produkt:		Nej
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		100
Avdelningsförpackning/st:		100
Transportlåda/st:		