


Product Data Sheet

Mätcylinder

REF 612-1392

Tryckt: 5.8.2013

REF	Storlek											
612-1392	1000 mL											
Material:	DURAN® glas											
Egenskaper:	DURAN®, hög modell, klass A •Kalibrerad, med batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de) •Sextkantig glasfot •Brun ringgradering vid huvudpunkterna DIN EN ISO 4788											
	<table border="1"><thead><tr><th>Volym</th><th>Indelning</th><th>Tolerans</th><th>Höjd</th><th>Art.nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>1000 ml</td><td>10 ml</td><td>5 ± ml</td><td>470 mm</td><td>612-1392</td></tr></tbody></table>	Volym	Indelning	Tolerans	Höjd	Art.nr	1000 ml	10 ml	5 ± ml	470 mm	612-1392	
Volym	Indelning	Tolerans	Höjd	Art.nr								
1000 ml	10 ml	5 ± ml	470 mm	612-1392								
Steril produkt:	Nej											
Hållbarhetstid:												
MBA/st:	1 st											
Avdelningsförpackning/st:	1 st											
Transportlåda/st:												