


# Product Data Sheet

Mätcylinder

REF

Tryckt: 5.8.2013

REF	Storlek																
612-1390	250 mL																
612-1391	500 mL																
<b>Material:</b>		DURAN® glas															
<b>Egenskaper:</b>		DURAN®, hög modell, klass A  •Kalibrerad, med batchcertifikat (kan hämtas på <a href="http://www.hirschmannlab.de">www.hirschmannlab.de</a> )  •Sexkantig glasfot  •Brun ringgradering vid huvudpunkterna  DIN EN ISO 4788 <table border="1"><thead><tr><th>Volym</th><th>Indelning</th><th>Tolerans</th><th>Höjd</th><th>Art.nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>250 ml</td><td>2 ml</td><td>1 ± ml</td><td>335 mm</td><td>612-1390</td></tr><tr><td>500 ml</td><td>5 ml</td><td>2,5 ± ml</td><td>390 mm</td><td>612-1391</td></tr></tbody></table>	Volym	Indelning	Tolerans	Höjd	Art.nr	250 ml	2 ml	1 ± ml	335 mm	612-1390	500 ml	5 ml	2,5 ± ml	390 mm	612-1391
Volym	Indelning	Tolerans	Höjd	Art.nr													
250 ml	2 ml	1 ± ml	335 mm	612-1390													
500 ml	5 ml	2,5 ± ml	390 mm	612-1391													
<b>Steril produkt:</b>		Nej															
<b>Hållbarhetstid:</b>																	
<b>MBA/st:</b>		2 st															
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		2 st															
<b>Transportlåda/st:</b>																	