



Benstöd för hembesök ihopfällbart,

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Färg
222552	1810	Blågrå

Produktbeskrivning

SW hopfällbart stabilt benstöd för hembesök, kudde för ett ben, 1,8 kg

Ett mycket stabilt benstöd som genom sin låga vikt är lämpligt att använda vid hembesök. Benen kan fällas ut extra mycket vilket gör att benstödet även kan användas för sängliggande patienter.

Lägsta höjd 27 cm, Högsta höjd 62 cm.

Blågrå löstagbar benstöds kudde, vilket gör att benstödet tar liten plats vid transport.