

Provox® Flush

Provox Flush är ett rengöringshjälpmedel med många fördelar. Med Provox Flush kan man rengöra röstventilen antingen med luft eller spola med rent kranvatten (under lätt tryck) genom ventilens kanal. Detta hjälper till att rengöra ventilen från skräp och krustor samt spolar bort slem från svalget och matstrupen.

Fördelar:

- Regelbunden användning av Provox Flush har vid experimentella studier visat sig ge upphov till förlängd livslängd på röstventilen, även om den bara rengörs med luft.
- Kan böjas för individuell passform.
- Kan desinficeras med alkohol eller väteperoxid för optimal hygien.



Provox Flush	1 st	8109
Osteril, återanvändbar. Avsedd för enpatientsbruk.		