

# SPIRARE®

Intelligent spirometri

## Spirette Munstycke till Spirare sensor SPS310/SPS320

Engångs spirette (ekspiration / inspiration)



**Rekomenderas**

**P12150** – Standard Spirette  
Bytes för varje patient, engångsbruk. Individuellt packad i hygienisk förpackning.

50 st/kartong

**P14150** – Standard Spirette  
Bytes för varje patient, engångsbruk. Storförpackning.

500 st/kartong

Flergångs spirette (enbart expiration)



**P22151** – EU munstycke  
Bytes mellan varje patient, kan diskas i maskin.

200 eller 800 st/förpackning

**P22150** – EU Spirette  
Bytes dagligen eller vid behov.  
Kan inte diskas.

50 st/ förpackning

## Spirette

- Hygienisk
- Praktisk
- Ergonomisk
- Prissvärd

*– Spirare necesse est!*

*Distributör:*  
*Medical Express AB*  
*Box 22 175*  
*504 12 Borås*  
*Tel 033-348 25 80*

**DIAGNOSTICA AS**

Beställning: [info@medexp.se](mailto:info@medexp.se)  
Support: [support@spirare.com](mailto:support@spirare.com)  
Support Tel: 08 756 68 20

*Intelligent Spirometry*