

Infusionstillbehör

Allt du behöver



■ Tillbehören ger Dig stor säkerhet och flexibilitet

Infusionstillbehör

Adapter

För sammankoppling av infusions slangar.

Förlängningsslang

För förlängning av infusions- och transfusions slangar. Luer-lock anslutningar.

Kombi propp

Förslutning av venkanyler, slangar mm. Propparna har luer-lock i ena änden och luer i den andra.

IN-propp med injektionsmembran

Luer-lock förslutning, möjlighet till injektion med spruta/spets.

Safsite®






Automatisk tvåvägsventil. Luer-lock förslutning, både för aspiration och injektion.

Transofix®

Överföringskanyl för vätskor vid t.ex. upplösning av torrsustans vid läkemedelsblandning.

Discofix® flervägskrantar

För simultan tillförsel av infusionsvätskor, läkemedelsinjektion mm. Finns i vit, blå och röd färg.

Beställningsinformation:	Artikel nr.	Apotekets varunr.*	Antal/förp.
Adapter rekord hane-hona 	04090357		100
Adapter rekord hona-hane	04090306		100
Adapter roterande	04090705		100
Förlängningsslang 30 cm	04097300	27 58 00	50
Förlängningsslang 75 cm	04097173	27 58 18	100
Förlängningsslang 140 cm	04097408	27 58 26	100
Combi propp röd 	04495101	25 04 15	100
Combi propp vit	04495209		100
Förslutningspropp vit, LL	04097076	25 04 23	100
IN-propp med injektionsmembran 	04238010		100
Safsite® tvåvägsventil 	04091000		50
Transofix® 	04090500		50
Discofix® 3 vit	04095146	25 04 31	50
Discofix® 3 vit 10 cm slang	04098250	24 38 99	25
Discofix® 3 vit 25 cm slang	04098196	27 58 67	50
Discofix® 3 vit 100 cm slang	04095111	27 58 75	50
Nutriflex® Transfer set	02129043	28 14 36	10

* Dessa varunr. gäller endast för beställning av förskrivningsbara förbrukningsartiklar via apotek.

För information om övriga produkter, kontakta B. Braun Medical AB.

B | BRAUN
MEDICAL/PHARMA

B. Braun Medical AB
Box 221
167 22 Bromma
Tel 08-634 34 00
Fax 08-634 34 34